

Opercat®

Áreas de utilização

Curativo auto-adesivo em formato de bolsa para proteção dos cateteres



Dimensões	Uso mais freqüente	Unidades
5 x 5 cm	Cateteres para áreas heparinizadas normais e anti-refluxo.	Hospitalização
8 x 7,5 cm	Cateteres femorais e jugulares curvos, sondas para jejunostomia e gastrostomia.	Hemodiálises e C.T.I.
16 x 5 cm	Cateteres tipo PERM-CATH, Hickman, Kerr, jugular e femoral reto. Cateterizações temporárias, de longa duração e permanentes.	Hemodiálises e cirurgias, Onco-Hematologia, Transplantes, etc.

Referência	Dimensões de Bolsa	Unidades por Caixa	Embalagens por Caixa	Unidades para venda
0037407	5 x 5 cm	25	13	325
0037414	8 x 7,5 cm	25	13	325
0037427	16 x 5 cm	25	10	250

- Assegura a fixação dos cateteres
- Processo fácil e rápido de aplicação e remoção
- Melhora a qualidade de vida durante a cateterização
- Garante as condições assépticas e esterilidade da área



IBERHOSPITEX S.A.

Opercat®: a melhor solução

ADEF-RIO

Importador oficial

OPERCAT é um curativo auto-adesivo em formato de bolsa, esterilizado descartável, usado para proteção de todos os tipos de cateteres, temporários ou permanentes.

OPERCAT é de fácil manipulação pela enfermagem, completamente sem traumas para o paciente durante a colocação e remoção, aumentando a assepsia da área e a qualidade de vida do paciente.

APLICAÇÃO:

Após a colocação do cateter dentro da bolsa e remoção das lâminas protetoras, a tira adesiva deve ser fixada na pele do paciente, realizando uma função dupla:

- Fixar a bolsa no corpo do paciente.
- Manter o cateter seguro sob assepsia completa.



Colocação fácil e rápida, assegurando uma fixação segura e proteção do cateter.



Adesivo de TNT com poliéster, hipoalergênico, hidrófobo e estéril. Seu poder de aderência assegura uma fixação perfeita.

Viscose com poliéster (permeável e não aderente) para cobrir a entrada do cateter.

Lâminas protetoras, dobráveis, em silicone, para facilitar a rápida colocação e manter a esterilidade.

Bolsa transpirável com alto poder de absorção que assegura um perfeito acolchoamento do cateter, livre de látex agindo como uma barreira para microorganismos. Coberto com revestimento, interno e externo, permeável, em viscose com poliéster, não aderente e protegida por uma película de Polietileno para evitar a aderência à pele.

INDICAÇÕES:

Uso em cateterização temporária ou de longa permanência, vias heparinizadas, drenos para jejunostomia e gastrostomia.



Faz o paciente se sentir confortável durante o período de cateterização e facilita a limpeza mesmo em casa.



Nenhum deslocamento do cateter. A remoção do curativo é fácil e confortável, sem tesoura nem instrumentos.